


ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ УХОДОВ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOPTIC

УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
ПРОЦЕДУРА ПО УХОДУ ЗА САМОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ЗОНОЙ КОЖИ ЛИЦА

Борьба с изменениями в зоне вокруг глаз:

морщинами, мешками и темными кругами под глазами.



**ERICSON
LABORATOIRE**

ВНИМАНИЕ!!! ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЗОНА



Кожа вокруг глаз очень тонкая и, несомненно, является самым чувствительным участком кожи лица. Кроме того, кожа в этой зоне испытывает большие нагрузки: макияж, зачастую достаточно тяжелый, интенсивное световое облучение (неоновое освещение в офисах и магазинах, фары автомобиля, экран компьютера).

Кроме того, глаза быстро реагируют на усталость, которая влечет за собой появление темных кругов и отеков под глазами. Поэтому уход за кожей вокруг глаз нужно начинать в достаточно молодом возрасте. Кожа вокруг глаз требует постоянного ухода и повышенного внимания.

С этой целью наша научная лаборатория разработала специальные средства, которые могут применяться при самой высокой чувствительности кожи и глаз. С помощью этих средств можно избавиться и от уже возникших проблем.

СПЕЦИФИКА КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Кожа вокруг глаз отличается от кожи всего лица своей толщиной: толщина эпидермиса составляет здесь всего 0,04 мм, тогда как эпидермис остальной кожи лица значительно толще (1 мм). Дерма на этом участке тоже несколько тоньше, чем на всем теле человека: 0,5 мм по сравнению с 1-4 мм. Для защиты от возможных ударов и предохранения глазного яблока внутренняя часть верхнего и нижнего века имеет слой подкожной жировой клетчатки. Мышцы позволяют глазу поворачиваться и отвечают за дренаж окружающих тканей. Стимуляция микроциркуляции крови улучшает лимфовенозный обмен. На тонкой коже вокруг глаз следы времени появляются в первую очередь. К возрастным изменениям кожи вокруг глаз относятся морщины, мешки и темные круги под глазами.

МОРЩИНЫ

Первые признаки старения – морщины и морщинки – появляются у наружного угла глаза, образуя так называемые «гусиные лапки». Причиной их появления служит неизбежное уменьшение количества структурных белков дермы (эластина и коллагена) в результате нормального старения кожи.

ТЕМНЫЕ КРУГИ

Круги – это цвет нижнего века, непосредственно отражающий проблемы микроциркуляции крови. С возрастом стенки капилляров растягиваются и вызывают венозный стаз, препятствующий нормальному оттоку крови в сосуды. В результате

изменяется подкожная пигментация, которая заметна лишь в области век, так как кожа здесь очень тонкая. Следует различать:

- «Наследственные» круги под глазами, вызванные излишней пигментацией кожи;
- Циркуляторные круги под глазами, которые возникают при недостаточной микроциркуляции крови и появляются в результате усталости или недостатка сна.

МЕШКИ

Мешки – это излишняя припухлость век, которая может быть вызвана одной из двух причин:

- Одематозные мешки появляются при застое лимфы, они могут быть вызваны плохой микроциркуляцией крови или использованием слишком жирной косметики.
- Генетические мешки – это результат избытка жировых клеток в подглазничной впадине. Это наследственное свойство, и полностью ликвидировать такие мешки можно только хирургическим путем. Однако они увеличиваются по мере возрастного обвисания тканей. Эффективная борьба с признаками старения позволяет в достаточной степени уменьшить и мешки под глазами.

БИОПТИК : СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ



E16 - ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ

Двухфазная жидкость состоит из масла и воды. Эффективно удаляет декоративную косметику, не раздражая хрупкую кожу вокруг глаз. Обогащена водой василька мгновенно успокаивающей и снимающей отёк с век.



E230 - УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН

Используется для компрессов, которые накладываются на воспаленные, опухшие или усталые глаза. Мгновенно смягчает кожу и вызывает отток крови, успокаивая чувствительную кожу вокруг глаз. Включает экстракт цветов василька, который обладает легкими антисептическими, стимулирующими и противовоспалительными свойствами. Экстракт личи содержит витамин С и является активным антиокислителем.



ВАСИЛЕК



ГИНГО БИЛОБА




ЛИЧИ



E21 - ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ФЛЮИД

Эта нежная эмульсия представляет собой комплексное средство по уходу за кожей вокруг глаз. Она обладает активными восстанавливающими свойствами и воздействует одновременно на морщины, темные круги и мешки под глазами. Одно из замечательных свойств этого флюида – способность уменьшать жировые отложения под глазами благодаря включению в его состав комплекса Algisiun C.




ВИТАМИН Е



МАСЛО ЖОКОБА



МАСЛО ШИ



ALGISIUM C2



РОМАШКА



ГИНГО БИЛОБА

E232 - ФИТОКАПСУЛЫ ДЛЯ УСТАЛЫХ ГЛАЗ

Фитокапсулы содержат большое количество разнообразных растительных экстрактов в сочетании с эффективным фитокомплексом SILOX GT (экстрактом зеленого чая), который восстанавливает эластичность и тонус усталой кожи. Высокая концентрация флавоноидов позволяет блокировать активность перекиси аниона, вызывающего окисление клеток и отдельные воспалительные явления. Экстракт черной смородины и бурачника содержит до 40% линолевой кислоты и 25% гамма-линолевой кислоты, поэтому он препятствует обезвоживанию тканей и восстанавливает эластичность кожи. Экстракт полевого хвоща содержит много кремнекислой кислоты, которая снабжает ткани минеральными веществами и также повышает эластичность и тонус.



ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ



ХВОЩ



НАРЦИСС



ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА



БУРАЧНИК



ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ



СОСТОЯНИЕ КОЖИ ПОСЛЕПОВТОРНЫХ
РАСТЯЖЕНИЙ
эластичность кожи + 28%



E229 - МИКРО-КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЛИФТИНГ

ЧТО ТАКОЕ МИКРО-КОЛЛАГЕН?

Микро-коллаген – это микро-фрагмент коллагена, полученный путем биосинтеза из натурального коллагена.



ЭФФЕКТИВНОЕ И ЗАМЕТНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН

Клинические испытания показали, что в результате стимуляции синтез коллагена возрастает до 117% за время от 2 до 6 месяцев. Тесты также подтвердили, что глубина морщин уменьшается до - 68%.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ

VEGESERYL – это гидрораствор фитопротеинов с высоким молекулярным весом, который отличается повышенным содержанием альбумина и глобулина. Подтягивает кожу, увеличивает ее упругость, уменьшает число и глубину морщин, повышает эластичность, обеспечивает питание и регенерацию кожи.




E231 - МАСКА ПРОТИВ МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ

Две основных причины вызывают появление мешков под глазами: отёк и жировые отложения. Существуют также два вида мешков: водного типа и жирового типа, причем зачастую встречаются сочетания обоих типов. Поэтому мы разработали маску, которая обеспечивает комплексное воздействие за счет включения в ее состав двух активных фитокомплексов:

- Фитокомплекс редуцирует предотвращает задержку воды,
- Фитокомплекс ремодюлин обеспечивает дренаж и удаление молекул жировых отложений в зоне вокруг глаз.

E354 - ФЛЮИД ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ

То, что появление темных кругов непосредственно связано с состоянием подкожных кровеносных сосудов – неоспоримый факт. Но мы можем рассмотреть подробнее это явление. Действительно, когда стенки сосудов теряют эластичность и становятся проницаемыми, то возникает растяжение сосудов и застой крови, приводящий к потере красных кровяных телец. При проникновении клеток крови сквозь стенки сосудов происходит разрушение этих клеток, высвобождающее гемоглобин. Такой гемоглобин разлагается на биливердин (темно-зеленый пигмент с фиолетовым оттенком) и билирубин (оранжевый пигмент с красно-коричневым оттенком). При недостаточной или замедленной микроциркуляции крови продукты разложения гемоглобина образуют локализованный фиолетово-коричневый ореол. На основе углубленного анализа причин возникновения темных кругов ERICSON LABORATOIRE разработала специальное средство для их удаления. В состав этого средства входят три взаимодополняющих активных вещества: ГАЛОКСИЛ, ДЕРМАВАЙТ, РОНАСФЕРЫ.





E860 - МАСКА БИ ПЭТЧИ

Пропитанные гелевой текстурой, БИ ПЭТЧИ высвобождают комплекс активных ингредиентов, который борется с признаками усталости и возвращает мгновенную свежесть вашему взгляду. Пэтчи стимулируют отток венозной крови и лимфы, улучшают циркуляцию. Устраняют отеки, мешки и темные круги под глазами, активно противодействуют старению. Результат: Морщинки вокруг глаз становятся менее заметными и кожа приобретает свежий вид.

Средство прошло офтальмологическое тестирование.

E815 - ПРОТИВООТЕЧНЫЙ ЛЁД

Специально разработанные для чувствительной зоны контура глаз, эти льдинки содержат натуральные ингредиенты с уменьшающими прилив крови, успокаивающими и увлажняющими свойствами (огурец, василек и вода ромашки лекарственной). Активизируя микроциркуляцию, они успокаивают и снимают усталость с глаз, разглаживают контур глаза, устраниют темные круги и мешки. Взгляд становится более свежий и яркий, словно отдохнувший. Идеально их использовать при отекших глазах после сна или для того, чтобы снять следы усталости перед вечерним выходом.




ОГУРЕЦ



ВАСИЛЕК



ГАММАМЕЛИС



КЛЮЧЕВАЯ ВОДА

E816 - ОХЛАЖДАЮЩАЯ МАСКА

Специально разработанная для чувствительной зоны контура глаз, эта маска успокаивает и снимает усталость с глаз, разглаживает контур глаза, устраниет темные круги и мешки, активизируя микроциркуляцию. Взгляд становится более свежий и яркий, словно отдохнувший. Идеально его использовать при отекших глазах после сна, и для того, чтобы снять следы усталости перед вечерним выходом или для релаксирующего эффекта перед сном.



СРЕДСТВА ЛИНИИ БИОРТИК

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА












- E16 / ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ
- E230/ УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
- E21 / ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРИРОВАНЫЙ ФЛЮИД
- E229 / МИКРО-КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЛИФТИНГ
- E232/ ФИТОКАПСУЛЫ ДЛЯ УСТАЛЫХ ГЛАЗ
- E231 / МАСКА ПРОТИВ МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ
- E354 / ФЛЮИД ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ
- E816 / ОХЛАЖДАЮЩАЯ МАСКА
- E815 / ПРОТИВООТЕЧНЫЙ ЛЁД
- E860 / МАСКА БИ ПЭТЧИ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА



- E06 / ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ
- E234 / УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
- E05/ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРИРОВАНЫЙ ФЛЮИД
- E233/ МИКРО-КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЛИФТИНГ
- E858 / МАСКА ПРОТИВ МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ
- E859 / ФЛЮИД ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ
- E04 / МАСКА БИ ПЭТЧИ

ВІОРПІС : ПРОЦЕДУРА МОДЕЛІРОВАННЯ ДЛЯ ГЛАЗ



ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ BIOPTIC

ПРЕПАРАТ	ДЕЙСТВИЕ	АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ДЕЙСТВИЕ
ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ Для домашнего ухода: Арт. E16 - Флакон 100 мл Профессиональный уход: Арт. E06 - Флакон 250 мл	Двухфазная жидкость состоит из масла и воды. Эффективно удаляет декоративную косметику, не раздражая хрупкую кожу вокруг глаз.	• ДИСТИЛЛЯТ ВАСИЛЬКА	Уменьшает отёки, успокаивает.
УСПОКАИВАЮЩИЙ ПРОТИВОТЕЧНЫЙ ЛОСЬОН Для домашнего ухода: Арт. E230 - Флакон 100 мл Профессиональный уход: Арт. E234 - Флакон 250 мл	Смягчает и успокаивает кожу, уменьшает прилив крови к векам. Защищает от свободных радикалов.	• ЭКСТРАКТ ВАСИЛЬКА • ЭКСТРАКТ ЛИЧИ • AQUAXYL	Уменьшает отёки, успокаивает. Увлажняет и смягчает кожу. Увлажняет.
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ФЛОЮИД ДЛЯ ВЕК Для домашнего ухода: Арт. E21 - Туба 20 мл Профессиональный уход: Арт. E05 - Туба 30 мл	Разглаживает морщины. Препятствует высыщиванию кожи, смягчает, уменьшает прилив крови, стимулирует липолиз: уменьшает отечные и жировые мешки под глазами.	• АЛЬГИЗИУМ С • ГИНГКО БИЛОБА • ВИТАМИН Е	Расщепляет жиры. Укрепляет венотоническую систему. Защищает от свободных радикалов и старения кожи.
МИКРО-КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЛИФТИНГ Для домашнего ухода: Арт. E229 - Туба 20 мл Профессиональный уход: Арт. E233 - Туба 30 мл	Заполняет морщины и морщинки. Мгновенно разглаживает кожу. Обладает эффектом лифтинга. Освежает, возвращает сияние взгляду.	• МИКРО-КОЛЛАГЕН • ВЕЖЕСЕРИЛ • ЭЛАСТИН	Стимулирует синтез эндогенного коллагена. Обладает эффектом лифтинга, повышает упругость кожи. Стимулирует синтез фибробластов.
ФИТОКАПСУЛЫ ДЛЯ УСТАЛЫХ ГЛАЗ Для домашнего ухода: Арт. E232 - Pot de 50 capsules.	Обладает дренирующим действием. Восстанавливает упругость и тонус кожи вокруг глаз, удаляет признаки усталости.	• СИЛОКС ДЖИ ТИ • ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И БУРАЧНИКА	Обладает антиокислительными и дренирующими свойствами. Обладает высоким содержанием AGE, восстанавливает эластичность кожи
МАСКА ПРОТИВ МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ Для домашнего ухода: Арт. E231 - Туба 20 мл Профессиональный уход: Арт. E858 - Туба 30 мл	Обладает дренирующим действием, выводит избыток воды. Стимулирует микроциркуляцию крови. Уменьшает прилив крови. Удаляет жировые отложения.	• РЕДУЛИТ • ЭКСТРАКТ ЛИЧИ	Уменьшение отеков под глазами. Увлажняет и смягчает кожу.
ФЛОЮИД ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ Для домашнего ухода: Арт. E354 - Туба 20 мл Профессиональный уход: Арт. E859 - Туба 30 мл	Мгновенно уменьшает темные круги под глазами. Активирует недостаточное кровообращение и удаляет отложения пигмента. Обладает антивоспалительным действием.	• ГАЛОКСИЛ • ДЕРМАВАЙТ • РОНАСФЕРЫ	Стимулирует удаление пигментов. Осветляет кожу. Обеспечивает оптическую коррекцию темных кругов под глазами.
МАСКА БИ ПЭТЧИ СРЕДСТВО ПРОШЛО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. Для домашнего ухода: Арт. E860 - Упаковка 6 пакетов. Профессиональный уход: Арт. E04 - Упаковка 10 пакетов.	Дренирующая маска для опухших глаз, страдающих от излишнего призыва крови и отеков. Способствует лимфодренажу, повышает тонус кожи. Мгновенно удаляет признаки усталости.	• РЕДУЛИТ • ГИНГКО БИЛОБА • ЭСКУЛОЗИД	Стимулирует дренаж. Укрепляет венотоническую систему. Уменьшает отёки
ПРОТИВООТЁЧНЫЙ ЛЁД Для домашнего ухода: Арт. E815 - 6 доз по 4 мл.	Кубики льда для уменьшения отеков, избавления от раздражений и увлажнения.	• ОГУРЕЦ • ТЕРМАЛЬНАЯ КЛЮЧЕВАЯ ВОДА • ГАММАМЕЛИС • ВАСИЛЕК	Смягчение, увлажнение, дренаж. Питание. Уменьшение отеков. Успокаивающие свойства.
ОХЛАЖДАЮЩАЯ МАСКА Для домашнего ухода: Арт. E816 - 1 маска (жемчужины геля)	Маска для глаз, избавляет от раздражений и признаков усталости. Применяется в горячем виде для релаксации и в холодном виде для удаления отеков.		

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кожа вокруг глаз отмечена признаками усталости, старения или стресса.
Разглаживает морщины и морщинки. Удаляет темные круги под глазами.
Стимулирует дренаж отечных век.

1



Удалите декоративную косметику с помощью Двухфазного средства для снятия макияжа BIOPTIC E16



2



Выполните моделирование с помощью ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ФЛЮИДА BIOPTIC E05.



3

Наложите маску БИ ПЭТЧИ BIOPTIC E04. на нижние веки.

4



Наложите на веки компрессы из ватных дисков, пропитанных УСПОКАИВАЮЩИМ ЛОСЬОНОМ BIOPTIC E234.



5

Положите влажное горячее полотенце на лоб клиентки, это будет способствовать релаксации.

6



Оставьте МАСКУ-БИ ПЭТЧИ и компрессы на 15 минут, а затем снимите их.

7



Выполните процедуру легкого моделирования в зоне вокруг глаз с тем, чтобы остаток геля полностью впитался кожей.

8



Нанесите МИКРО-КОЛЛАГЕНОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИФТИНГА BIOPTIC E233 на кожу вокруг глаз.



9



Выполните местный дигитопрессурный массаж.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ = 25 минут

Эта процедура может выполняться отдельно или входить в процедуру любой программы ухода за лицом Ericson Laboratoire. В этом случае стадия моделирования век выполняется в ходе массажа лица. А нанесение завершающего средства на область век выполните после снятия маски для лица.

ERICSON LABORATOIRE

COMMERCIAL - 22 AV. DE LA DIV. LECLERC - BOBIGNY 93017 - FRANCE
WWW.ERICSON-LABORATOIRE.COM - EXPORT@ERICSONLABORATOIRE.COM
CODE / FM2